

FVet

VETERINARY DIAGNOSTIC SYSTEMS



COMPACTA

LE GÉNÉRATEUR DE RADIOLOGIE HF
MULTIMODALITÉS



FUJIFILM
Value from Innovation*

* L'innovation source de valeur

Nos générateurs de radiologie fixe s'adaptent à toutes les solutions numériques.
Équipé du capteur plan Fujifilm FDR ES, le COMPACTA vous offre
une solution d'imagerie d'une qualité exceptionnelle.

Puissance Maximum en kW	32kW
Tube à rayon X	Anode tournante - Foyer 0,6 / 1,2 mm - 3 000 Trm
Sélection des kV	40 - 125kV / Pas 1 kV
Sélection des mA	50-63-80-100-125-160-200-250-320-400- 500
Sélection temps d'exposition	0,003 - 5 secondes
Alimentation secteur	Monophasé 220V (240V) (+-10%) - 16A - 50 / 60Hz
Pupitre de commande digital	Écran tactile / Programme anatomique Télémaintenance à distance
Historique des doses RX	Possibilité d'enregistrement jusqu'à 10 manipulateurs Journal d'exposition RX par clé USB
Collimateur à LED	Manuel avec double volets plombés 2mm
Table plateau flottant	1 500 x 720 mm 4 mouvements longitudinaux - latéraux commandés par pédale
Exposition	Par pédale 2 temps
OPTIONS	FCR ou FDR sans aucune modification du générateur Pupitre anatomique déporté

