


Lecteur tests urinaires



- ✓ Jusqu'à 13+1 paramètres : GB, Cétones, Densité urinaire, Sang, Urobilinogène, Bilirubine, Protéines, Glucose, pH, Vitamine C, Créatinine, Calcium, RCPU.
- ✓ Photométrie de réflectance à double longueur d'onde (470 nm, 550 nm, 620 nm, 720 nm).
- ✓ Conception ergonomique et légère.
- ✓ Écran tactile LCD couleur.
- ✓ Logiciel développé pour les vétérinaires.
- ✓ Interface multilingue.
- ✓ Connexions USB et Bluetooth.
- ✓ Autonomie : 300 tests par charge.



Fujivet est votre partenaire pour le laboratoire

N'hésitez pas à **nous contacter**

accueil_fvsf@fujifilm.com / 04 72 42 32 42